

So positionieren Sie richtig ...



Quelle: Invacare®



Die Kopfstütze unter den Nacken positionieren.



Die Schulterregion durch die Rückenlehne gut unterstützen.



Die Sitzeinheit sollte nach hinten gekantelt werden.

Quelle: Invacare®



Der Nutzer sollte gerade sitzen.



Der Sitz sollte zusammen mit der Rückenlehne gekantelt werden.



Die Neigung der Rückenlehne sollte auf den Winkel der Beinstützen abgestimmt werden.